

## JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

### B-4372 Gyermekek könyökmankó



OEP által támogatott termék

Alsóvégtag sérülés, rendellenesség esetén a 2 db könyökmankó használata teljes tehermentesítést biztosít járás közben. Alumínium szerkezet, állítható magasság.

Terhelhetőség: 100 kg

Magasság: 55-76 cm, 2,5 cm-enként állítható

### B-4360 Négylábú járóbot



OEP által támogatott termék

Olyan személyek részére javasolt, kiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. Anyaga alumíniumcső. Magasság: 73-96 cm, 2,5 cm-enként állítható, Súly: 0,5 kg, Terhelhetőség: 100 kg

## B-4258 Négykerekű Rollátor



OEP által támogatott termék

A B-4258 négykerekű, fékezhető járókeret nagymértékben segíti mindazok önálló közlekedését, bevásárlását, mindennapi életét, akiknek csak kisebb segítségre van szükségük a megfelelő járásbiztonság eléréséhez, gyengeség, egyensúlyzavar esetén és képesek a fékkarokat működtetni. A felszerelt ülőke a járás közbeni pihenést szolgálja. A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas.

Átmeneti járásbizonytalanság, időskori szédülés, fizikai gyengeség esetén ajánljuk. Vásárláskor és séta közben a könnyű szerkezetű guruló járókeret nagyfokú stabilitást biztosít, kivehető kosarában maximum 5kg teher szállítható. Hátsó kerekei külön-külön fékezhetőek, így megakadályozzák az elcsúszást. Magassága állítható, összecsukva kis helyen tárolható. A B-4258 négykerekű járókeretre ráülhet, járás közben megpihenhet. Vázszerkezetük acélcsőből készül, színes műanyag bevonattal.

A kosár maximum 5 kg teher szállítására alkalmas.

Az ülőke a járás közbeni pihenést szolgálja. Teherbírása: 110 kg

Szélessége: 58 cm

Teljes hossz: 64 cm

Teljes szélesség: 59 cm

Összecsukott méret (hossz x szélesség): 59 cm x 59 cm

Markolat magassága: 78-90 cm között fokozatmentesen állítható

Súly: 11 kg

## B-4259 Háromkerekű Rollátor



OEP által támogatott termék

A B-4259 háromkerekű, fékezhető járókeret nagymértékben segíti mindazok önálló közlekedését, bevásárlását, mindennapi életét, akiknek csak kisebb segítségre van szükségük a megfelelő járásbiztonság eléréséhez, gyengeség, egyensúlyzavar esetén és képesek a fékkarokat működtetni. A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas.

Átmeneti járásbizonytalanság, időskori szédülés, fizikai gyengeség esetén ajánljuk. Vásárláskor és séta közben a könnyű szerkezetű guruló járókeret nagyfokú stabilitást biztosít, a patenttal rögzített kosarában maximum 5kg teher szállítható. Hátsó kerekei külön fékezhetőek, így megakadályozzák az elcsúszást. Magassága állítható, összecsukva kis helyen tárolható. Vázszerkezetük acélcsőből készül, színes műanyag bevonattal.

A kosár maximum 5 kg teher szállítására alkalmas.

Szélessége: 72 cm

Súly: 7 kg

Felhasználó max. megengedett súlya: 100 kg

Markolat magassága: 80-90 cm fokozatosan, 2,5 cm-enként állítható

## B-4394 Hónaljmankó



OEP által támogatott termék

Alsóvégtag sérülés, rendellenesség vagy hiány esetén a 2 db hónaljmankó használata teljes tehermentesítést biztosít járás közben. A magasság 2,5 cm-enként állítható, anyaga alumíniumcső, markolatmagassága külön állítható.

Méretek: 95-115 cm, 115-135 cm, 135-155 cm, a magasság a három különböző méreten belül 2,5 cm-enként állítható

Súly (1db): 0,5 kg

Terhelhetőség: 100 kg

## B-4341 Állítható Magasságú Járóbot



OEP által támogatott termék

Olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható.

Anyaga alumíniumcső. Három színben kapható: ezüst, kék, piros.

Súly: 0,35 kg

Magasság: 78-98 cm, 2,5cm-enként állítható

Terhelhetőség (rúdirányú): 100 kg

## B-4372 Könyökmankó



OEP által támogatott termék

Alsóvégtag sérülés, rendellenesség vagy hiány esetén a 2 db könyökmankó használata teljes tehermentesítést biztosít járás közben. Alumínium szerkezet, állítható magasság

Terhelhetőség (rúdirányú): 135 kg

Súly (1db): 0,5 kg

Magasság: 76-96 cm, 2,5 cm-enként állítható

## B-4333 Összecsukható Járóbot



Összecsukható, így akár kis táskában is könnyen tartható járóbot. Anyaga könnyű alumíniumcső, műanyag T markolattal, elegáns bronz színben. Olyan személyek részére javasolt, kiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható.

Magasság: 80-90 cm, 2,5cm-enként állítható

Súly: 0,4 kg

Terhelhetőség (rúdirányú): 50 kg

## B-4350 Háromlábú Járóbot



OEP által támogatott termék

Olyan személyek részére javasolt, kiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. Anyaga alumíniumcső.

Magasság: 79,5-102 cm, 2,5 cm-enként állítható

Súly: 1,1 kg

Terhelhetőség: 100 kg

## B-4261 Állítható, Összecsukható Járókeret



OEP által támogatott termék

A B-4261 típusú állítható, összecsukható kerek járókeret olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás, és járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van. A járástanítás első fázisában alkalmazható, amikor a beteg még nem tud járni. Járás közben nagyfokú stabilitást biztosít.

A járókeret elején lévő 2 db műanyag kerék a továbbítást és a haladást könnyíti meg, míg gumivégek a biztonságos támaszkodást segítik elő.

A felhasználó maximálisan megengedett testtömege: 100 kg.

Az alaplánc járókeret magassága fokozatosan, 2,5cm-enként állítható.

Felnőtt méret:

Magasság: 78,5-105 cm

Szélessége: 61 cm

Gyerek méret:

Magasság: 64-81 cm

Szélessége: 45 cm

## B-4264 Lépegető Járókeret



OEP által támogatott termék

Lépegető járókeret, az előírásoknak megfelelő méretbeállítással használható. Olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van. Járás közben nem kell felemelni, így segíti a testsúly áthelyezését. Összecsukható, így kis helyen is elfér.

Magassága: 76-96 cm (2,5 cm-ként állítható)

Szélessége: 54 cm

Súly: 3 kg

Terhelhetőség: 100 kg

B-4334 Járóbot Anatómiai Fogantyúval



OEP által támogatott termék

Olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. A speciálisan kialakított járóbotot érzékeny kezű, reumás betegeknek ajánljuk. A hattyúnyakszerű műanyag fogantyú biztonságos, stabil támasztást és járást biztosít. Anyaga alumíniumcső.

Súly: 0,35 kg

Magasság: 77-97 cm, 2,5cm-enként állítható

Terhelhetőség (rúdirányú): 100 kg

## B-4263 Összecsukható Járókeret



### OEP által támogatott termék

Állítható magasságú, összecsukható járókeret, olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás járásbiztonsága többirányú megtámasztást igényel. A középső gomb segítségével összecsukható, így kis helyen tárolható. Anyaga alumíniumcső. A járókeret állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően használható fel, de az ismételt beállítás (átállítás) szakorvos, vagy gyógytornász tanácsa alapján történhet.

Súly: 3 kg

A felhasználó maximálisan megengedett testtömege: 100 kg.

Méret: 76-94 cm

Magassága 2.5 cm-enként állítható.

Három méretben készül: magasság: 67.5-75 cm, magasság: 77.5-85 cm, szélesség: 62 cm magasság: 87.5-95 cm, szélesség: 64 cm



## B-4262 Állítható Magasságú Járókeret



OEP által támogatott termék

A B-4262 járókeret, olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás, és járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van.

Járás közben nagyfokú stabilitást biztosít, illetve növeli a lépésbiztonságot. Anyaga alumíniumcső, színes szinter bevonattal.

A felhasználó maximálisan megengedett testtömege: 100 kg.

Magassága: 82-92 cm, 2.5 cm-enként állítható.

Szélesség: 47 cm Teherbírás: 100kg